

W5915D(Jazy Carbon Max HD)

Product size 产品尺寸	950*665*965mm
Folding size 折叠尺寸	750*665*340mm
Motor电机	24V/250W*2
Battery电池	24V 20Ah (DMEGC Cell)
Controller 控制器	Brushless 35A(LED Screen)
Seat Width 座位宽度	510mm
Seat Depth 座位深度	470mm
Backrest Width 靠背宽度	500mm
Backrest Depth 靠背深度	490mm
Loading capacity 最大载重	182kg
Travel distance 行驶里程	20km
Weight(without battery) 重量 (不含电池)	13.8 kg(without battery and seat cushion)
Battery weight 电池重量	3.4kg
Front wheel/Rear wheel size 前轮/后轮尺寸	175mm/270mm
Max Speed 最大速度	6km/h
Sloping ability 爬坡性能	9°
Seat height(From Groud) 座位离地高度	500mm
Arm rest height(From Seat) 扶手到座位的高度	245mm
Turn radius 回转半径	925mm
Adjustable controller tray	Y
Folding	Y
Front/Rear Suspension	Y